

Specifications

項 目	内 容
温度設定	目標体温： 32～38.5℃ 最高水温： 36～42℃ 最低水温： 4～25℃
体温測定	温度プローブ サーミスタYSI400シリーズ
電源	AC100-120V、50Hz/60Hz、11A
本体サイズ	34.3 (W) × 41.9 (D) × 87.5 (H) cm
重量	43kg (満水時は47kg)
Arctic ジェルパッド	3S, SS, S, M, L, 追加汎用型、追加汎用型(S)、 新生児用キャップ、新生児クーリングパッド ※Mサイズは上半身用の背中(S)、下半身用の大腿(L)の 組み合わせになります。

ORDERING INFORMATION

販売名：Arctic Sun 5000 体温管理システム

IMIコード	製造元コード	規 格	販売単位
14803010	50000000	—	1

承認番号：22700BZX00278000

販売名：Arctic ジェルパッド

IMIコード	製造元コード	規 格	入数/箱
14802010	31700	追加汎用型	1
14802016	31702	3S	1
14802017	3170202	3S	2
14802018	31703	SS	1
14802019	3170302	SS	2
14802020	31705	S	1
14802025	3170502	S	2
14802030	31707	M	1
14802035	3170702	M	2
14802040	31709	L	1
14802045	3170902	L	2
14802005	31800	新生児用キャップ	1
14802013	31801	追加汎用型 (S)	1
14802055	31802	新生児クーリングパッド	1

認証番号：226ADBZX00175000



IMI 日本総代理店 アイ・エム・アイ株式会社

本 社 / 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12 〒343-0824 ☎ 048(988)4411(代) FAX. 048(961)1350

東京本部 / 東京都千代田区岩本町 2-11-9 〒101-0032 ☎ 03(6779)8414 FAX. 03(6779)8413

顧客サービスセンター

札幌 / 札幌市東区北22条東 16-4-21 〒065-0022 ☎ 011(787)9010 FAX. 011(787)9005
新潟 / 新潟市中央区出来島 1-3-9 〒950-0962 ☎ 025(282)7425 FAX. 025(282)7426
千葉 / 千葉市中央区都町 3-29-1 〒260-0001 ☎ 043(235)3288 FAX. 043(235)3289
東京西 / 八王子市滝山町 1-584-1 〒192-0011 ☎ 042(696)3363 FAX. 048(988)4482
静岡 / 静岡市葵区本通 8-3-3 〒420-0064 ☎ 054(255)1278 FAX. 052(386)6216
金 沢 / 野々市市御経塚 1-520 〒921-8801 ☎ 076(248)8520 FAX. 048(988)4482
大阪・神戸 / 大阪府豊中市原田中 1-9-13 〒561-0807 ☎ 06(7668)1350 FAX. 06(7668)1355
広島 / 広島市南区豊 2-18-21 〒734-0005 ☎ 082(255)4640 FAX. 06(7668)1355
福岡 / 福岡市博多区東光 2-22-55 〒812-0008 ☎ 092(473)1871 FAX. 092(415)5335

ホームページ <https://www.imimed.co.jp>

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪府中央区平野町2丁目5-8 ☎ 0120-036-541

crbard.jp




BD, the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2020 BD. All rights reserved.

2020.8.3,000 BD-18615



Success starts on top

ハイドロゲルテクノロジーを用いた“Arctic Sun 5000 体温管理システム”は、非侵襲的な方法で患者さまの冷却・加温、またROSC後患者さまの体温コントロールを行います。



LEAK PROOF Technology

Arcticジェルパッドは水漏れしにくい構造になっています。高密度なディンプル構造が患者様の体重負荷をサポートします。

Efficient heat transfer

Arctic Sun 5000 体温管理システムの熱交換率は直接水に浸っている状態と同等です。*


Patient safety

Arcticジェルパッドを装着した状態でCTスキャン、X線撮影、X線血管撮影装置の使用が可能です。

*English MJ, et al, European Journal of Anesthesiology 2008; 25:531-537.

Pad sizes

患者さまの冷却・加温やROSC後患者さまの体温コントロールを実施するために、新生児から大人まで、どのような体格の患者さまにも適したサイズのArcticジェルパッドを提供いたします。



Patient access

パッドは大腿部と胸部を覆います。



Color Operation Screen

