



重症の患者様に対応する ポイントオブケア検査

感染病床において『移動する検査室』として活用する
血液検体の移送から発生する感染リスクや取り違えをなくす

ポータブル型血液検査装置 i-STAT[®]1 システム

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発症後に重症化した患者様の、

- 呼吸状態の評価に血液ガスを測定
- ECMO 管理中の血液凝固状態を ACT で確認
- 敗血症性ショックの可能性を 乳酸 で評価

i-STAT[®]1 アナライザー



医療機器：12B1X00001000020

単回使用の使い捨てカートリッジを多数取り揃え

i-STAT[®] カートリッジ CG8+



測定項目：pH / pCO₂ / pO₂ / Na / K / iCa / Glu / Hct
演算項目：tCO₂ / HCO₃ / sO₂ / BE / Hgb
医療機器：12B1X00001000029
体外診断用医薬品：12E1X80009000006

i-STAT[®] カートリッジ セライト ACT



独自の測定原理によって、
ヘパリン投与時の ACT 検査の精度を向上
活性剤としてセライトを使用
医療機器：12B1X00001000030

i-STAT[®] カートリッジ CG4+



測定項目：pH / pCO₂ / pO₂ / Lac
演算項目：tCO₂ / HCO₃ / sO₂ / BE
医療機器：12B1X00001000022
体外診断用医薬品：12E1X80009000001

i-STAT[®] カートリッジ カオリン ACT



独自の測定原理によって
ヘパリン投与時の ACT 検査の精度を向上
活性剤としてカオリンを使用
医療機器：12B1X00001000031

アボットジャパン合同会社 POC事業部

〒108-6305 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館
TEL. 03-4555-1000 URL. <https://www.pointofcare.abbott/jp/ja/home>
© 2020 Abbott. All Rights Reserved. POC202004-04M

