

ORDERING INFORMATION

承認番号：20900BZY00728000
 クラス分類：[3]高度管理医療機器
 一般的名称：抗菌泌尿器用カテーテル
 償還区分：膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム
 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用
 ディスポーザブルカテーテル2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム

販売名：バード シルバー-TSCトレイ

閉鎖式採尿バッグ



| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|------------|-----------|------|
| 556014LRWS | 14Fr 10mL | 10入 |
| 556016LRWS | 16Fr 10mL | 10入 |

セット内容 シルバープリキヤス温度センサーカテーテル
 ラウンドウロバッグ 2,000mL
 共通品

精密尿量計付閉鎖式採尿バッグ



| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|------------|-----------|------|
| 5530014LWS | 14Fr 10mL | 5入 |
| 5530016LWS | 16Fr 10mL | 5入 |


セット内容 シルバープリキヤス温度センサーカテーテル
 ユーリンメーターバッグ 350 (精密尿量計 350mL / 採尿バッグ 2,000mL)
 共通品



| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|------------|-----------|------|
| 5550014LWS | 14Fr 10mL | 5入 |
| 5550016LWS | 16Fr 10mL | 5入 |


セット内容 シルバープリキヤス温度センサーカテーテル
 ウロメーターバッグ 350 ため型 (精密尿量計 350mL / 採尿バッグ 2,000mL)
 共通品

共通品




セット内容
 シーツ
 手袋
 不織布 (2枚)
 バード10%ポビドンヨード液
 綿球 (3個)
 水溶性潤滑剤
 プラスチック製セッシン
 滅菌水入りシリンジ
 スタットロック®フォーリー (膀胱留置カテーテル専用固定器具)
 前処置剤 (2個)

関連商品



ラウンドウロバッグカバー

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|--------|------|-----------|
| RUC001 | 50枚入 | 1パック(50入) |



スタットロック® フォーリー

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|---------|-----|------|
| FOL0105 | 大人用 | 25入 |

カテーテルのずれや偶発的な脱落を予防します。



採尿バッグ専用ハンガー

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|-----------|-----------|------|
| 1 UBH001 | 差し込みタイプ | 1入 |
| 2 UBH004 | 床式タイプ | |
| 3 UBHL001 | 差し込み穴式タイプ | |
| 4 UBHL002 | 差し込みタイプ | |

<参考文献>
 1) H.Liedberg, T.Lundberg, P.Ekman. Refinements in the Coating of Urethral Catheters Reduces the Incidence of Catheter-Associated Bacteriuria. *Eur Urol* 1990;17:236-240
 2) Donald G.Ahearn, Deanine T.Grace, Matthew J.Jennings, Roya N.Borazjani, Karen J.Boles, Laura J.Rose, Robert B.Simmons, Ejem N.Ahanotu. Effects of Hydrogel/Silver Coatings on In Vitro Adhesion to Catheters of Bacteria Associated with Urinary Tract Infections. *Current Microbiology* 2000;41:120-125
 3) Guideline for Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections 2009.

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
 ・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
 ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 ・*バクティガード®/シルバーコーティング技術は、Bactiguard AB社により使用許諾されています。

製造販売業者
株式会社メディコン
 本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541
crbard.jp

バクティガードは、Bactiguard AB社の登録商標です。
 BD, the BD Logo and Bard, Foley Tray, Lubricath, StatLock are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
 All other trademarks are the property of their respective owners. © 2019 BD. All rights reserved.

2019.7.10.000 UCC_CS003



BARD® Silver TSC Tray



スタットロック®フォーリー
 (膀胱留置カテーテル専用)
 固定器具

温度センサー付トレイ型閉鎖式導尿システム
バード® シルバー-TSCトレイ
 〈バクティガード®*シルバーコーティング・バード®親水性コーティング〉


抗菌泌尿器用カテーテル



温度センサー付フォーリーカテーテルの トレイ型閉鎖式導尿システム

温度センサー機能付フォーリーカテーテル

フォーリーカテーテルによる導尿と膀胱温の測定を同時に行なうことができる閉鎖式導尿システムです。手術室からICUなどカテーテルを留置したままで患者の移動が可能になることから体温プローブの入れ替えが不要となります。
先端部の温度センサーはバルーンにより膀胱内に常時固定されますので、不用意に抜去されることなく安定した膀胱温測定が可能です。



二重コーティングにより カテーテル表面の 細菌増殖をコントロール

■ バクティガード®*シルバーコーティング

カテーテルの内外表面に施されたシルバー（銀）コーティングは、細菌コロニーの広がりを抑えることに有効であるとされています。^{1,2)}

■ 親水性コーティング

尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成することで、カテーテル挿入や抜去に伴う尿道粘膜への刺激や、留置中の違和感を軽減します。

感染予防の観点からもカテーテルの適切な固定が推奨されています。

カテーテル関連尿路感染予防のためのCDCガイドライン2009

カテーテル移動や尿道の牽引を防止するために、挿入後は尿道留置カテーテルを適切に固定する。(IB)

病院感染対策ガイドライン2018年版 国公立大学附属病院感染対策協議会

尿道損傷のリスクを最小限にするために、カテーテルを無理に挿入しない。

挿入後は移動や尿道牽引を防ぐため、カテーテルを確実に固定する。(IB)

■ 必要物品をトレイ化

- 留置に必要な物品をコンパクトにセット。物品準備にかかる時間と手間を省き、留置処置を効率よく行うことができます。
- ポビドンヨード液は、中水準消毒薬です。




■ タンパーエビデントシール

あらかじめカテーテルと採尿バッグが接続されていることにより、接続部からの細菌の侵入を防ぎます。³⁾また、閉鎖性の確認ができ、体動などによる不意の離脱を予防できます。

■ スタットロック®フォーリー

尿道留置カテーテルを皮膚にやさしく、しっかりと固定します。



ロック式固定システム

- 尿道粘膜の損傷や刺激に繋がるカテーテルの動きを抑制します
- カテーテルのずれや偶発的な脱落を予防します

回転式クランプ (リテイナー)

- 体動等によるカテーテルの動きに追従します

前処置剤 (皮膚被膜剤) が付属

ベッドサイドモニター接続用の中継ケーブルを用意しています。



ステレオジャックタイプ

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|--------|------|------|
| 153622 | 3.5m | 1入 |



フィリップス社製モニター用ケーブル

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|---------|------|------|
| 153625H | 3.5m | 1入 |



モニター用リード線T型

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|---------|------|------|
| VT0001J | 3.2m | 1入 |



ピンジャックタイプ/クリティコア用

| カタログ番号 | 規格 | 包装単位 |
|--------|------|------|
| 153621 | 3.5m | 1入 |